

気化器の着脱がワンタッチでできる……

# ニューコンパクト麻酔器

国産品なみの価格で新発売

※架台以外はすべて英国メディシールド社製(BOC・サイプレ)



# 装備を新たに3タイプ 新発売 ニューコンパクト麻酔器

●セレクトティックシステムの採用により、気化器の着脱が工具なしのワンタッチでできますから、何種類もの気化器の使用が可能です。●コンパクトで安価な麻酔器です。フローメーター、気化器、アプゾーバー、セレクトティックなどの主要部品は英国メディシールド社製(BOC・サイプレ)のオリジナル品を使用。架台を国産品で構成し、この低価格を実現しました。●濃度の正確なフローテック3気化器が標準装備されています。●流量計は $O_2$ ・ $N_2O$ とも100cc/分より使用できますから、低流量による閉鎖循環麻酔も可能です。●流量計の背面

は透光板で、レントゲン室などの暗い所でも流量を読み取れます。●流量計のガスが流れるガラスチューブは、1本づつキャリブレーションして目盛を刻印してありますので、正確で信頼できます。●架台はバイピング径1500 $\phi$ 、7.5kg $N_2O$ のボンベのいずれも使えます。M型には予備ボンベのヨークも付いています。●フローメーターをMDミキサー( $O_2$ 濃度をワンタッチで調節可能)に交換することもできます。●引出しはアクリル製で、ケース上面・正面は半透明なため、ケースの中は一目でわかります。

## NC型

寸法:495(幅)×610(奥行)×1,310(高)  
重量:35kg

- 標準セット……………コードNo.00386010
- セレクトティック タイプ4
  - フローメーター( $O_2$ ・ $N_2O$ )
  - フローテック MK3
  - コンビージョンセット
  - オープンサーキット
  - デタッチャブル
  - 耐圧ホース( $O_2$ ・ $N_2O$ 、セフティーキー付)
  - 国産減圧弁( $O_2$ ・ $N_2O$ )
  - 架台(引出し付)
  - $O_2$ ・ $N_2O$ ボンベは含まれません。



## M型

寸法:880(幅)×760(奥行)×1,310(高)  
重量:45.6kg

- 標準セット……………コードNo.00306011
- セレクトティック タイプ4
  - フローメーター( $O_2$ ・ $N_2O$ )
  - フローテック MK3
  - コンビージョンセット
  - サポートブラケット
  - マーク4 アプゾーバー
  - デタッチャブル
  - 予備ヨーク( $O_2$ ・ $N_2O$ )
  - 耐圧ホース( $O_2$ ・ $N_2O$ 、セフティーキー付)
  - 架台(引出し付)
  - $O_2$ ・ $N_2O$ ボンベは含まれません。



## MS型

寸法:880(幅)×760(奥行)×1,310(高)  
重量:58.3kg

- 標準セット……………コードNo.00306012
- セレクトティック タイプ4
  - フローメーター( $O_2$ ・ $N_2O$ )
  - コンビージョンセット
  - サポートブラケット
  - マーク4 アプゾーバー
  - マンレー・サーボペント
  - 予備ヨーク( $O_2$ ・ $N_2O$ )
  - 耐圧ホース( $O_2$ ・ $N_2O$ 、セフティーキー付)
  - 架台(引出し付)
  - $O_2$ ・ $N_2O$ ボンベは含まれません。



セレクトティック・システム:フローテックやエンプロテックなどの気化器の着脱が、工具なしのワンタッチでできます。



コンビージョンセット:病院で手持ちのテック気化器に、このセットを付ければ、セレクトティック・システムとして使用できます。エンプロテック:標準セットのフローテックを、写真のようにエンプロテック、またはベンテック、エーテルテックなどにも交換できます。

- オプション……………(コードNo.)
- MDミキサー……………00303001
  - エンプロテック……………00302010
  - ベンテック MK2……………00302004
  - エーテルテック……………00302009
  - コンビージョンセット……………00302019
  - モニター……………00104017
  - マンレー・ブルモント MPP型……………00107002
  - マンレー・ブルモント MPT型……………00107003
  - アナロイド 血圧計……………00104108
  - アクティブシステム(金刺麻酔ガス排出装置)……………00104212
  - プレッシャー・アラーム……………01801002
  - マグトラック・レスピラリィ・モニター……………04102003



MDミキサー:流量ダイヤルでトータルガス量、 $O_2$ 濃度ダイヤルで $O_2$ ・ $N_2O$ の流量比率をワンタッチで制御できます。しかも、 $O_2$ 濃度は最低30%を保証し、 $O_2$ の供給が停止した場合は自動的に $N_2O$ も停止しますから安全です。

マンレー・サーボペント人工呼吸器、麻酔用ベンチレーターとして、また、病院用の人工呼吸器としても使える、ボリュームリミット型ベンチレーターです。マンレー・ブルモントMPP MPT型にも交換できます。

IMMI INTERNATIONAL MEDICAL INTELLIGENCE  
アイ・エム・アイ株式会社

IMMI アイ・エム・アイ株式会社

東京 1-1-1 東京都中央区新富1-1-1 (有明ビル) 電話 03-3541-4411 (代表)  
大阪 1-1-1 大阪府大阪市東区東1-1-1 (東区東ビル) 電話 06-6241-2222 (代表)  
福岡 1-1-1 福岡県福岡市東区東区1-1-1 (東区東ビル) 電話 092-433-1111 (代表)  
札幌 1-1-1 北海道札幌市中央区南一条西1-1-1 (南一条西ビル) 電話 011-241-1111 (代表)